

●マルチチャンネルアナライザ

USBによる給電&データ通信

豊富なサンプルプログラム提供

入力4チャンネル

- ・コインシデンス機能あり
- ・MCS機能あり



APG7400A

スペクトロスコピアンブ内蔵

- ・入力1チャンネル



APG7305A

デッドタイム500ナノ秒

- ・入力1チャンネル



APG7300A

●サーベイメータ

線量率もスペクトルも表示可能

放射線測定教材などに最適

CdTe

10 x 10 x 1 mm



TA100U

CsI(Tl)

40 x 40 x 15 mm



TC300L

LaBr₃(Ce)

1.5インチ



TS215

●7素子シリコンドリフト検出器システム


XSDDD50-07BE-SYS

高計数・高分解能対応アルゴリズム

スループット2.5Mcps



7素子SDD



検出器用電源

NEW



10Gbps対応DSP

●陽電子消滅寿命／ドップラー拡がり測定装置

DPALMS-LCA

高効率・高精度・多機能・低コスト



時間分解能
<180 ps

最大1000ns
まで測定可能

LIFETIME測定

CDB測定

AMOC測定

**特注品・受託開発も承ります！
ワンストップ！ トータルソリューション！**

