

新製品



ADC: 100M, 16-bit  
スループット2.5Mcps

従来のアナログ処理の2倍以上のカウントレート取得可能



エネルギー分解能  
125eV

カウントレート  
1Mcps/ch.

例) 25素子SSD用データ収集システム

弊社ホームページよりサンプルプログラム  
ダウンロード可能

Python

Linux

LabVIEW

Visual C++

Visual C#

評価機レンタル・出張デモの無償サービス

7素子、4素子、1素子




ウィンドウ選択可能

- ・窓無し (Window-less)
- ・ベリリウム (Beryllium)

★新ウィンドウ追加★

グラフェン窓 (Graphene)



付属アプリケーションによるヒストグラムモード計測画面

本当に良い製品を作るには  
 実際にお使いいただくユーザー様が望んでいるモノを  
 作る事が大切であるとテクノエーピーは考えております。  
**評価機レンタル・出張デモの無償サービス**  
 ございますので、ご遠慮なくお申し付けください。

