



放射線計測はテクノエーピーへ

1素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-01真空対応
10⁻⁵ Pa

軟X線領域

- ✓ ゲートバルブ・アングルバルブ
- ✓ 真空対応ベローズ付駆動機構

これまでにない
高分解能 & 高アウトプットを実現

炭素などの軽元素も測定可能

※画像は使用例です。

お客様の仕様に応じてカスタマイズ可能です。是非ご要望をお聞かせください。

一体型デジタルスペクトロメータ
(高圧電源・プリアンプ電源・MCA) 内蔵

APU101X

トランジスタリセット処理とDSP処理
による大幅なアウトプット向上

ADCサンプリング	100Msps 14bit
計測モード	ヒストグラム、リスト、波形、ROI-SCA
エネルギー分解能 (typ.)	125eV@5.9keV 2us 150eV@5.9keV 0.15us
アウトプット	最大 150kcps : 2us 最大 1000kcps : 0.15us
通 信	イーサネット (TCP/IP)

特注品・受注開発承ります。

※ 記載内容は予告なく変更することがあります。

放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆

株式会社 テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011

☎ 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com

