



USB-MCAシリーズ

	USB-MCA APG7300D	USB-MCA4 APG7400B
外観		
アナログ入力	1CH LEMOコネクタ	4CH LEMOコネクタ
ADCゲイン	16k, 8k, 4k, 2k, 1k, 512 ch.	4k, 2k, 1k, 512 ch.
デッドタイム	1 μ s	1.5 μ s
モード	ヒストグラムモードのみ	1. ヒストグラム 2. リスト 3. コインシデンス 4. MCS (Multi Channel Scaler)
寸法	70(W) \times 140(D) \times 20(H) mm	70(W) \times 160(D) \times 20(H) mm
重量	約180g	約230g

下記アクセサリも提供可能です。

● BNC-LEMO変換アダプタ



33_QLA-BNC-01-1/1--_NE



33_BNC-QLA-01-1/1--_NE

● BNC-LEMOケーブル



CBL-BNC-LEMO-5M
BNCコネクタとLEMOコネクタ

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com



<https://www.techno-ap.com>

